


## Gehwagen GW 120



# Angebotsanfrage

1



Rückenbespannung

Art.-Nr. 40.15.000.7

St. 76,00 €

Stückzahl

Bitte wählen Sie Ihre Farbe für die Rückenbespannung und tragen Sie die jeweilige Anzahl ein.



weiß



dunkelblau



blau



taubenblau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

2



Therapietisch / Servierbrett  
für GW 120, GSB

Art.-Nr. 03.31.002.1

St. 126,00 €

Stückzahl

Optionspreis für GW 120 Mini/Maxi auf Anfrage.

3



Sicherheitsgurt

Art.-Nr. 18.40.100.7

St. 81,20 €

Stückzahl

4



Gurtpolster, GGP

Art.-Nr. 40.75.000.7

St. 96,00 €

Stückzahl

5



Utensilientasche

Art.-Nr. 42.01.000.7

St. 112,30 €

Stückzahl

Bitte wählen Sie Ihre Farbe für die Tasche und tragen Sie die jeweilige Anzahl ein.



weiß



dunkelblau



blau



taubenblau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

# Angebotsanfrage

6



Sitzpolster-Zusatzpolster  
für Gehwagen GW 120  
mit PUR-Sitz, **GWSP**

**Art.-Nr. 41.08.100.7**

St. 215,00 €

Stückzahl

7



Sicherungsbügel Ø 42 mm  
für Höhenverstellung

**Art.-Nr. 04.21.110.7**

St. 19,50 €

Stückzahl

8



Radset 7: 6xØ75 mm  
Kunststoff-Edelstahl-Doppel-  
radrollen, 4 mit Feststeller,  
inkl. Verstärkungsringen  
und Schrauben

**Art.-Nr. 99.90.014.0**

St. 159,00 €

Stückzahl

Preise zzgl. Transport und Verpackung und zzgl. 19 % MwSt. Preise gültig bis 31.12.2024.

Bitte tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gehwagens ein:

\_\_\_\_\_  
Firma/Organisation

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte senden Sie das Formular  
per Fax: **06761-9197-70** oder E-Mail: **info@rcn-medizin.de** an uns zurück.  
Ihr RCN-Team



# Unsere Gehwagen GW 120 Modelle



Mit Hilfsmittelnummer:

10.46.02.0006



Weitere Infos

GW 120 Grundmodell



**GW 120 Mini**

Unser Modell für Personen mit geringer Körpergröße bis 155 cm



**GW 120 Maxi**

Unser Modell für große und schwergewichtige Personen bis 200 kg belastbar

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Griffhöhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
GW 120	990	785	1075-1225	325	445	525-675	785-935	150	18,0
GW 120 Mini	890	720	885-1035	260	385	390-540	595-745	150	16,0
GW 120 Maxi	1125	835	1040-1190	340	500	450-600	750-900	200	30,5

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

**RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH**

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0

Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)

