

Transportstühle für den MRT-Bereich



TC 450 K



Der RCN Transportrollstuhl TC 450 K ist komplett aus RCN Spezialkunststoff und ohne jegliche Metallteile gefertigt. Er eignet sich für alle MRTs und löst auch bei Sicherheitsschleusen an Flughäfen keinen Alarm aus.

- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Schiebegriff
- beidseitig schwenkbare Armlehne mit Armpolster aus PUR-Schaum
- Sicherheitsbügel
- 4 freidrehende Ø 125 mm Vollkunststoff-Einradrollen, 2 davon mit Feststeller
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 2 Jahre Garantie

Farben für Sitz- und Rückenpolster sowie Armlehnenpolster aus PUR-Schaum:



Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Belastbar-keit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
TC 450 K	65	55	112	45	44	56,5	39	150	22
DR 100 K	85,5	70,5	107,5	44	47,5	52	46	120	27

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!



RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0


Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de



Transportstühle für den MRT-Bereich

DR 100 K



Schiebegriff

Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum in der Farbe Schwarz

abgewinkelte Armlehnen mit Polstern aus PUR-Schaum

Kleiderschutz beidseitig

pannensichere 24"-Greifreifen

2 Feststellbremsen

klappbare Fußstütze

Ø 125 mm Vollkunststoff-Einradrollen

Der RCN Transportrollstuhl DR 100 K ist komplett aus RCN Spezialkunststoff und ohne jegliche Metallteile gefertigt. Er eignet sich für alle MRTs und löst auch bei Sicherheitsschleusen an Flughäfen keinen Alarm aus.

- 24"-Greifreifen
- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum in der Farbe Schwarz
- klappbare Fußstütze
- 2 Feststellbremsen
- Schiebegriff
- abgewinkelte Armlehnen mit Polstern aus PUR-Schaum
- Kleiderschutz beidseitig
- pannensichere Bereifung
- hoch stabil, belastbar bis 120 kg
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 2 Jahre Garantie

