



**Belastbarkeit:** **200 kg**      Höhere Belastbarkeit bieten unsere **XXXL** Stühle

**Sitzbreite:** 46 – 54 cm .....

**Sitztiefe:** 45 o. 52-60cm .....

**Sitzhöhe:** 43-60 cm .....

**Überfahrbare Höhe berechnen:** .....  
= Sitzhöhe - 9 cm (bei Polstersitz)  
= Sitzhöhe - 6,5 cm (bei Brille)  
= Sitzhöhe - 7,0 cm (bei DS)

**Unterschenkellänge:** .....

**Kontrolle:** **Gesamtbreite** = Sitzbreite (Maß zwischen Armlehnen) + 12 cm = ..... cm

**Achtung:** **Höhe Fußstütze MFTOS 17 cm**

**Auswahl Sitze ( nur 1  )**

<b>Sitz:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Brille</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sitzplatte DS</b>	<input type="checkbox"/> <b>PPOS</b>	<input type="checkbox"/> <b>PPML</b>	<input type="checkbox"/> <b>PSOS</b>
<b>Öffnung:</b>	Toiletten 25 x 21 cm	Toiletten 26 x 21 cm oder proportional größer	Pflege&Toiletten 26 x 22 cm	Pflege&Toiletten 26 x 22 cm	Toiletten
<b>Material:</b>	Kunststoff	Kunststoff	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum
<b>Breite:</b>	<b>38,5 cm</b>	<b>46-54 cm</b>	<b>44 cm</b>	<b>50 cm</b>	<b>44 cm</b>
<b>Toiletten- Becken/ Eimer</b>	Eimer d=29 cm	<input type="checkbox"/> Eimer d=29 cm <input type="checkbox"/> Becken 30x30 cm o. <input type="checkbox"/> Becken 34x34 cm	Eimer Ø 29 cm	Eimer Ø 29 cm	Eimer Ø 29 cm

**Auswahl Rücken ( nur 1  )**

<b>Rücken:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bespannung</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bespannung mit Rückenpolster RPOS</b>	<input type="checkbox"/> <b>Polsterrücken PR</b>
<b>Material:</b>	Gewebe	Gewebe/Schaumstofffüllung	PU-Schaum
<b>Breite:</b>	komplett	komplett	38 cm

**Optionen:**

- AP: Armpolsterset  ja  nein
- ASAOS: schwenkbare Armlehne  links  rechts
- BAOS: Beinauflage  ja  nein
- MFTOS: ausziehbare mitlaufende Fußstütze  ja  nein
- KS: Kopfstütze  ja  nein
- PPE: Einleger für PPML u. PPOS  ja  nein
- PSE: Einleger für PSOS Sitz  ja  nein
- SPOS: Sitzpolster mit Schaumstoffkern  ja  nein
- SBOS: Sicherheitsbügel  ja  nein

Absender: (Stempel)

Datum: .....

Name: .....

Tel.: .....

Com.: .....