

# KOMFORT PUR

NEU



**RPS 480**

Ruhe- und Pflegestuhl



# Für mehr Behaglichkeit in der Pflege

NEU

Er ist schön anzusehen, ebenso bequem wie funktional und bringt viel Lebensqualität in die Pflege: der Ruhe- und Pflegestuhl RPS 480 von RCN. Sein attraktives Design vermittelt Behaglichkeit und lässt fast vergessen, dass es sich um ein bis ins Detail ausgeklügeltes therapeutisch-medizinisches Möbelstück handelt.

Dank seiner Doppelradrollen ist der RPS 480 mühelos zu verschieben. So kann man die zu pflegende Person ohne Umstände von ihrem Zimmer in andere Räume Ihrer Einrichtung bringen. Das schafft für die Nutzer trotz aller Einschränkungen ein Stück wohlthuende Normalität.

Pflegekräfte wissen die hohe Funktionalität dieses Produkts zu schätzen. Denn es ist optimal auf die Pflege zugeschnitten und wurde ergonomisch konzipiert. Die zu

pflegende Person genießt dabei in jedem Moment hohen Komfort und das gute Gefühl, in ihrem neuen Lieblingssessel geborgen zu sein. Unterstützt wird dieses Gefühl durch den kombinierten Schaumstoffkern aus atmungsaktiven Komfort- und AngelFlex-Gelschaumstoff.



Optional Therapietisch:  
Er wird ganz einfach auf die beiden Armlehnen aufgeschoben

abnehmbares, höhenstellbares  
Kopfkissen

beidseitig ausklappbare Seitenpolster

Schiebegriff

stufenlos verstellbare Rückenlehne

Kombinierte Polsterung aus atmungsaktivem Komfort- und AngelFlex-Gelschaumstoff. Dadurch wird eine optimale Balance aus sanfter Druckentlastung, Stützung und Temperaturlausgleich geschaffen. Der Bezug aus beschichtetem Textilgewebe ist abnehmbar und desinfektionsmittelbeständig

Neigungswinkel der Sitzfläche stufenlos verstellbar

Armlehnen verstellbar mittels Raster-einstellung (auch abklappbar)

gewichtsoptimierter, kipp-sicherer  
Edelstahlrahmen

Gasdruckfeder, ermöglicht das leichte, stufenlose Verstellen der Liegefläche unabhängig vom Beinpolster

stufenlos verstellbares Beinpolster

4 feststellbare Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen



Höchste Funktionalität mit viel Komfort.

# In bester Lage



- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- stufenlos verstellbare Sitzfläche
- stufenlos verstellbare Beinauflage

Farben für Polster aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe:



Modell	Außenabmessungen			Sitz			Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe		
RPS 480	1100 - 1680	720	1400	600	480	640	120	60

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten! Alle Angaben in mm bzw. kg.

All unsere Produkte sind optimal auf die Praxis des Pflegealltags zugeschnitten und werden nach strengen Qualitätskriterien in Deutschland entwickelt und produziert. Dank unserer langjährigen Verankerung im Markt können wir Ihnen jederzeit kurze Lieferzeiten bei gesicherter Materialverfügbarkeit zusagen. Sollten Sie tatsächlich einmal Ersatzteile brauchen, liefern wir auch diese unverzüglich.



**RCN Medizin- und Rehattechnik GmbH**

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0

Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)

